


Die Sterilen von URGO



Urgostérile

Urgo®
Kanülenpflaster

Optiskin

Optiskin

Film

Urgostrips

Urgostérile



steriler Wundverband

PZN	Art.-Nr.	Inhalt	Maße Verband	Maße Wundkissen
713 616 8	505673	50	53 x 70 mm	29 x 35 mm
713 617 4	505674	"	100 x 70 mm	70 x 35 mm
713 618 0	505675	"	100 x 90 mm	70 x 45 mm
770 807 3	505690	20	150 x 90 mm	115 x 45 mm
770 809 6	505676	"	200 x 90 mm	158 x 45 mm
770 810 4	505677	"	250 x 90 mm	194 x 45 mm
770 811 0	505678	"	300 x 90 mm	230 x 45 mm
411 250 0	505559	5	53 x 80 mm	29 x 35 mm *
843 705 0	505560	"	100 x 70 mm	70 x 35 mm *
843 706 7	505563	"	150 x 90 mm	115 x 45 mm *

Urgo® Kanülenpflaster



sterile Kanülenpflaster

PZN	Art.-Nr.	Inhalt	Maße Verband	Wundkissen
464 012 7	510525	50	53 x 70 mm	ohne
723 783 4	510526	25	53 x 70 mm	mit

Optiskin



selbstklebender, transparenter, steriler Film mit Kompresse

PZN	Art.-Nr.	Inhalt	Maße Verband	Maße Wundkissen
066 304 8	502640	50	53 x 70 mm	29 x 35 mm
066 307 7	502641	"	100 x 70 mm	70 x 35 mm
066 310 8	502642	"	100 x 90 mm	70 x 45 mm
066 316 6	502643	20	150 x 90 mm	115 x 45 mm
073 776 9	502644	"	200 x 90 mm	158 x 45 mm
066 319 5	502645	"	250 x 90 mm	194 x 45 mm
066 320 3	502646	"	300 x 90 mm	230 x 45 mm
695 358 6	509594	10	53 x 80 mm	29 x 35 mm *
695 359 2	509595	"	100 x 70 mm	70 x 35 mm *
066 317 2	502626	5	150 x 90 mm	115 x 45 mm *

Optiskin Film



selbstklebender, transparenter, steriler Film

PZN	Art.-Nr.	Inhalt	Maße Verband	
607 870 1	513224	50	53 x 80 mm	
646 748 9	513225	"	80 x 73 mm	

Urgostrips



sterile Wundnahtstreifen

PZN	Art.-Nr.	Inhalt: 50 Peelbeutel à	Maße Verband
843 707 3	505666	5 Streifen	75 x 3,0 mm
271 748 1	505667	3 Streifen	75 x 6,0 mm
843 709 6	505668	10 Streifen	100 x 6,0 mm
843 710 4	505669	6 Streifen	100 x 12,5 mm



Die Sterilen von URGO

Art.-Nr. 541007 - Stand 01/2009 * kein Sprechstundenbedarf

++ Die Trümpfe der sterilen Wundheilung ++

Mit dem Programm von URGO sind Sie bestens gerüstet für die sterile Wundversorgung.

Anwendungsgebiete

Frische und stark sezernierende Wunden	✓
Schwach sezernierende Wunden	✓
Verschmutzung	—
Häufiger Kontakt mit Wasser	—
Häufige Wundinspektionen	✓
Längerfristige Anwendung möglich	✓
Fixierung	—

Trägermaterial

weißes, quer dehnbares Polyester-Vlies

Klebmasse

Polyacrylat-Kleber, hypoallergen

Schutzvlies

Polyethylen-Vlies

Wundkissen

Polyester und Viskose mit Schutzvlies

Vorteile

- sehr dünnes Wundkissen mit besonders hoher Saugkraft
- verhindert ein Verkleben mit der Wunde
- zuverlässiger Rundumverschluss
- wasserdampf- und luftdurchlässig
- sehr hautfreundlich

Urgostérile

Steriler Wundverband



Urgo® Kanülenpflaster

Sterile Kanülenpflaster



Optiskin

Selbstklebender, transparenter, steriler Film mit Kompresse



Optiskin Film



Urgostrips

Sterile Wundnahtstreifen



- Bei postoperativen Wunden, zur Fixierung von Hauttransplantaten, Primär- und Sekundärverschluss in der Chirurgie.
- Als Ersatz der Hautnaht nach Subkutannaht.
- Zum atraumatischen Verschluss kleiner Wunden.
- Zur Stabilisierung frischer Narben.

- | |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| — |
| ✓ |
| ✓ |

- | |
|---|
| — |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| — |
| ✓ |
| ✓ |

Polyurethan-Folie

Polyurethan-Folie

Polyacrylat-Kleber, hypoallergen

Polyacrylat-Kleber, hypoallergen

Polyethylen-Vlies

Polyester und Viskose mit Schutzvlies

- wasserundurchlässig und anschmiegsam
- wasserdampf- und luftdurchlässig
- bakterienundurchlässig
- sehr hautfreundlich

- transparent, dadurch Beobachtung der Wunde möglich
- wasserundurchlässig und anschmiegsam
- bakterienundurchlässig
- sehr hautfreundlich

weißes, sehr zugfestes Polyester-Vlies

Polyacrylat-Kleber, hypoallergen

- Leichte Handhabung
- verpackt im Peelbeutel
- hohe Reißfestigkeit
- luftdurchlässig
- sehr hautfreundlich