

Die
Rollenpflaster
von

 **URGO**
MEDICAL

Urgoplast®



Urgosyval®



Urgopore®



Urgofilm®



Urgoderm® Stretch



Die Rollenpflaster von

URGO bietet die große Auswahl unter den Rollenpflastern.

Urgoplast®

Klassisches Rollenpflaster für normale Haut



Urgosyval®

Rollenpflaster für empfindliche Haut



Urgopore®

Rollenpflaster für besonders empfindliche Haut



Urgofilm®

Transparentes Rollenpflaster für empfindliche Haut



Urgoderm® Stretch

Vollflächig klebendes Fixiervlies



Verbandfixierung und Endfixierung

großflächige, elastische Verbandfixierung

Anwendungsgebiete

Trägermaterial

hautfarbenes Taftgewebe

weißes Taftgewebe

natürliches Vlies

Polyethylen-Folie

dehnbares Vlies

Klebmasse

Zinkoxid-Kautschukkleber, enthält Naturkautschuklatex

Spezial-Zinkoxid-Kleber, ohne Lösungsmittel

Polyacrylat-Kleber

Eigenschaften & Vorteile

- leicht längs und quer reißbar
- hohe Sofort- und Dauerhaftung
- sanft wieder abzulösen
- keine Fadenablösung durch gezackten Rand
- beschriftbar

- leicht längs und quer reißbar
- hautfreundlich
- sanft wieder abzulösen
- hohe Haftwirkung
- keine Fadenablösung durch gezackten Rand
- beschriftbar

- hohe Hautverträglichkeit
- atmungsaktiv
- hohe Haftwirkung
- sanft wieder abzulösen
- beschriftbar

- hohe Hautverträglichkeit
- transparent
- mikroperforiert
- leicht längs und quer reißbar
- hohe Haftwirkung

- hohe Hautverträglichkeit
- atmungsaktiv
- dehnbar in Querrichtung
- mikroperforiert
- passt sich stark konturierten Körperpartien an

Hinweis

nur zum Einmalgebrauch bestimmt

Die Rollenpflaster von URGO

Urgoplast®

Rollenpflaster für normale Haut



PZN	Art. Nr.	Inhalt	mit Schutzring	Abmessungen
271 855 2	501711	OP à 1 Stück		5 m x 1,25 cm
029 983 2	511459	AP à 12 Stück		5 m x 2,50 cm
029 984 9	511460	AP à 6 Stück		5 m x 5,00 cm
029 985 5	511461	AP à 12 Stück		9 m x 1,25 cm
029 986 1	511462	"		9 m x 2,50 cm

Urgosyval®

Rollenpflaster für empfindliche Haut



PZN	Art. Nr.	Inhalt	mit Schutzring	Abmessungen
271 864 1	501821	OP à 1 Stück		5 m x 1,25 cm
271 865 8	501822	"		5 m x 2,00 cm
271 866 4	501823	"		5 m x 2,50 cm
271 867 0	501824	"		5 m x 5,00 cm
029 974 3	511450	AP à 12 Stück		5 m x 1,25 cm
029 976 6	511451	AP à 12 Stück		5 m x 2,50 cm
029 977 2	511452	AP à 6 Stück		5 m x 5,00 cm
029 978 9	511453	AP à 12 Stück		9 m x 1,25 cm
029 979 5	511454	AP à 12 Stück		9 m x 2,50 cm
029 980 3	511455	AP à 6 Stück		9 m x 5,00 cm

Urgopore®

Rollenpflaster für besonders empfindliche Haut



PZN	Art. Nr.	Inhalt	mit Schutzring	Abmessungen
372 663 1	501772	OP à 1 Stück		5 m x 1,25 cm
372 664 8	501775	"		5 m x 2,50 cm
029 988 4	511465	AP à 12 Stück		5 m x 1,25 cm
029 989 0	511466	AP à 12 Stück		5 m x 2,50 cm
029 990 9	511467	AP à 6 Stück		5 m x 5,00 cm
029 991 5	511468	AP à 12 Stück		9 m x 1,25 cm
029 992 1	511469	"		9 m x 2,50 cm

Urgofilm®

Transparentes Rollenpflaster für empfindliche Haut



PZN	Art. Nr.	Inhalt	mit Schutzring	Abmessungen
271 650 1	501878	OP à 1 Stück		5 m x 1,25 cm
271 652 4	501880	"		5 m x 2,50 cm
029 994 4	511471	AP à 12 Stück		5 m x 1,25 cm
029 995 0	511472	AP à 12 Stück		5 m x 2,50 cm
029 996 7	511473	AP à 6 Stück		5 m x 5,00 cm
029 997 3	511474	AP à 12 Stück		9 m x 1,25 cm
029 999 6	511475	"		9 m x 2,50 cm

Urgoderm® Stretch

Vollflächig klebendes Fixiervlies



PZN	Art. Nr.	Inhalt	Abmessungen
480 535 0	501701	OP à 1 Stück	5 m x 10 cm *
315 779 4	505686	OP à 1 Stück	10 m x 5 cm
303 358 9	505687	"	10 m x 10 cm
303 359 5	505688	"	10 m x 15 cm
303 360 3	505689	"	10 m x 20 cm

*Kein Sprechstundenbedarf