


Die
Wundschnell-
verbände
 von



Urgoplast®



Urgomulti®




Urgosoft®



Mit dem Programm von URGO sind Sie bestens gerüstet für die schnelle Wundversorgung.

Urgoplast®



Wundschnellverband für normale Haut

Urgomulti®



Wundschnellverband für empfindliche Haut

Urgosoft®



Wundschnellverband für besonders empfindliche Haut

Anwendungsgebiete

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen bei empfindlicher Haut

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen bei besonders empfindlicher Haut

Trägermaterial

hautfarbenes Taftgewebe

hautfarbenes Vlies

weißes Polyester-Vlies

Klebmasse

Zinkoxid-Kleber

Acrylemulsion

Polyacrylat-Kleber

Wundkissen

aus Viskose mit Schutzvlies aus Polyethylen, verhindert ein Verkleben mit der Wunde

Eigenschaften & Vorteile

- gute Haftwirkung
- lässt sich sanft wieder ablösen
- individuelles Zuschneiden und optimale Anpassung

- anschmiegsamer Wundschnellverband
- hohe Hautverträglichkeit
- gute Klebekraft
- dehnbar
- versorgt die Haut besser mit Sauerstoff durch wellenförmig aufgetragenen Kleber
- optimaler Komfort
- individuelles Zuschneiden und optimale Anpassung

- anschmiegsamer Wundschnellverband
- hohe Hautverträglichkeit
- atmungsaktiv
- dehnbar und sehr anpassungsfähig
- lässt sich sanft von der Haut ablösen
- individuelles Zuschneiden und optimale Anpassung

Hinweis

nur zum Einmalgebrauch bestimmt

Urgoplast®

Wundschnellverband für normale Haut



PZN	Art.-Nr.	Artikel	Abmessungen	Sprechstundenbedarf
303 372 1	502981	Spender	5 m x 4 cm	✓
303 373 8	502982	"	5 m x 6 cm	✓
303 374 4	502983	"	5 m x 8 cm	✓

Urgomulti®

Wundschnellverband für empfindliche Haut



PZN	Art.-Nr.	Artikel	Abmessungen	Sprechstundenbedarf
842 210 8	502979	Spender	5 m x 4 cm	✓
842 211 4	502980	"	5 m x 6 cm	✓
842 212 0	502978	"	5 m x 8 cm	✓

Urgosoft®

Wundschnellverband für besonders empfindliche Haut



PZN	Art.-Nr.	Artikel	Abmessungen	Sprechstundenbedarf
756 326 1	510182	OP à 1 Stück	1 m x 6 cm	-
756 327 8	510183	"	1 m x 8 cm	-
756 328 4	502958	Spender	5 m x 4 cm	✓
756 329 0	502957	"	5 m x 6 cm	✓
756 330 9	502956	"	5 m x 8 cm	✓